



Corpo dell'elettrodo per scTRACE Gold

6.1241.080

Supporto per scTRACE Gold con connettori a spina per il collegamento dei cavi degli elettrodi per gli elettrodi di lavoro, di riferimento e ausiliari. Insieme a scTRACE Gold 6.1258.000, il corpo dell'elettrodo costituisce un sensore completo per la voltammetria da utilizzare con gli strumenti VA professionali. Per l'impiego con i supporti VA e con VA Computrace sono necessari tre adattatori 6.2112.130. scTRACE Gold deve essere semplicemente innestato sul corpo. Mentre scTRACE Gold va sostituito a intervalli regolari, il corpo dell'elettrodo è riutilizzabile.

Parti incluse 6.1241.080

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1236.050	Giunto conico SGJ 14/12 mm
		Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1258.000	scTRACE Gold (set con 4 pezzi) Elettrodo a microfilo in oro a base di una pellicola sottile per la determinazione di arsenico nei campioni di acqua. Lo scTRACE Gold è un sensore voltammetrico combinato per la voltammetria. Elettrodo da lavoro in microfilo d'oro, elettrodo di riferimento Ag/AgCl ed elettrodo ausiliario in carbonio si trovano su di un unico sensore. Facile da usare e praticamente esente da manutenzione, con lo scTRACE Gold può essere determinato per es. l'arsenico nell'acqua a livello di tracce. Assieme al corpo dell'elettrodo 6.1241.080 può essere utilizzato in ogni strumento di misura voltammetrico Metrohm.	
6.2112.130	Adattatore spina di contatto 5,5 mm / contatto a vite, dorato Per elettrodi VA	