





Testa di misurazione RDE per strumenti Professional VA/CVS

6.1256.010

Testa di misurazione per il funzionamento con elettrodo a disco rotante.

Parti incluse 6.1256.010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2069.000	Stazione di parcheggio per testa di misurazione di strumenti Professional VA/CVS



1 PCS

6.2709.110

Tappo per apertura elettrodo su testa di misurazione
di strumenti Professional VA/CVS

Set con 1 tappo per apertura elettrodi (per es. per elettrodo pH o sensore
di temperatura Pt 1000) 6 tappi per aperture (soluzioni ausiliarie o
aggiunta automatica di campioni).



1 PCS

6.1829.030

Tubo PTFE / M6 / 21 cm, rastremato




1 PCS

6.1244.050

Cinghia di trasmissione per elettrodi a disco rotante

Per strumenti Professional VA/CVS (3 pezzi).



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1454.130	Guarnizione sagomata in FPM per 61414xxx per strumenti KF e VA

