





Testa di misurazione MME per strumenti professionali VA


6.1256.020

Testa di misura per l'utilizzo con l'elettrodo Multi-Mode o scTRACE Gold.

Parti incluse 6.1256.020

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2069.000	Stazione di parcheggio per testa di misurazione di strumenti Professional VA/CVS






Set con 1 tappo per apertura elettrodi (per es. per elettrodo pH o sensore di temperatura Pt 1000) 6 tappi per aperture (soluzioni ausiliarie o aggiunta automatica di campioni).



10 pezzi, per strumenti VA professionali, incl. chiave.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1454.130	Guarnizione sagomata in FPM per 61414xxx per strumenti KF e VA

