



## Tubo di essiccazione per KF / SGJ 14 e dritto

6.1403.010

Da usare per determinazioni del contenuto di acqua con Karl Fischer

Parti incluse 6.1403.010

| Qt.   | Order no.                                              | Descrizione |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1 PCS | 6.2701.020                                             | Coperchio   |
|       | Parte dei tubi di essiccazione 6.1403.010 e 6.1609.000 |             |



# Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                               |                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1414.010 | Parte superiore della cella di titolazione con 5 aperture |  |

---