



Inserto per sonda di misura SPE per l'impiego con VA Computrace e 663 VA Stand

6.1412.020

Inserto per sonda di misura per l'impiego con elettrodi stampati (*screen-printed electrodes, SPE*) o con scTRACE Gold. Con materiale di montaggio.

Parti incluse 6.1412.020

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1454.130	Guarnizione sagomata in FPM per 61414xxx
		per strumenti KF e VA



1 PCS

6.1808.000

Giunto di connessione M6



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2709.130	Adattatore B-14/15 - Inserto per testa di misura SPE (VA)	
	Adattatore per l'impiego del corpo dell'elettrodo scTRACE Gold 6.1241.080 o degli elettrodi a goccia di bismuto 6.0346.000 nell'apparecchio 884 Professional VA con testa di misura SPE 6.1256.030 o nel 797 VA Computrace oppure 663 VA Stand con inserto per testa di misura 6.1412.020.	