



## Cella di titolazione / 20-90 mL

6.1415.223

Parti incluse 6.1415.223

| Qt.   | Order no.  | Descrizione                                  |
|-------|------------|----------------------------------------------|
| 1 PCS | 6.2036.000 | Ghiera di fissaggio per cella di titolazione |



## Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 6.1414.010 | Parte superiore della cella di titolazione con 5 aperture |



---

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1414.030 | Parte superiore della cella di titolazione KF con 5 aperture<br>Per titolazioni KF volumetriche. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

