



Recipiente di reazione per misure di stabilità


6.1429.040

Cella di reazione per misure di stabilità con 743/763/873 (117 pezzi)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1808.090	Adattatore con filettatura M8/M6 Filettatura esterna M8, filettatura interna M6, e.g. per montare il tubo dell'aria 6.2418.XXX nel recipiente di reazione 6.1429.030 del 679 Rancimat.	

6.2418.100 Tubo dell'aria per misure degli oli
Set di 117 pezzi



6.2418.120 Tubo dell'aria per misure PVC
Set di 117 pezzi

