



Recipiente di reazione lungo per misure del biodiesel

6.1429.050

Recipiente di reazione per misure di stabilità che coinvolgono oli volatili, oli minerali e miscele di biodiesel con il 743/873. Lunghezza 250 mm. In combinazione con 6.2418.130. Pacco da 100 pezzi.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1808.090	Adattatore con filettatura M8/M6 Filettatura esterna M8, filettatura interna M6, e.g. per montare il tubo dell'aria 6.2418.XXX nel recipiente di reazione 6.1429.030 del 679 Rancimat.	

6.2418.130

Tubo dell'aria lungo per misure del biodiesel

Set di 100 pezzi. Doppia lunghezza. In combinazione con 6.1429.050.

