



Tappi in PEEK GC 29 per cella di titolazione KFC

6.1446.240

Tappi per titolazione volumetrica in una cella di titolazione (coulometria)

Parti incluse 6.1446.240

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1543.200	Punta di titolazione / filettatura M6
		Punta di titolazione con valvola antidiffusione.



1 PCS

6.01406.010

Tubo di assorbimento con coperchio

Tubo di assorbimento con coperchio per titolatore volumetrico Karl Fischer OMNIS



1 PCS

6.02709.010

Tappo

Tappo in plastica, adatto a titolatore Karl Fischer OMNIS 2.1001.4220.



1 PCS

6.02709.030

Raccordo a vite

Raccordo a vite in plastica, adatto alla parte superiore della cella di titolazione 6014050X0.



1 PCS

6.2713.010

Manicotto in PTFE NS29

Manicotto per il collegamento del giunto privo di grasso con giunto conico NS 29.

