



Tappo a vite con setto, 100 pz.

6.1448.067

Tappo a vite con setto, adatto per vial da 8 mL 6.2420.007, 100 pezzi

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2420.007	Vial con filettatura da 8 mL, 100 pezzi
	Vial con filettatura da 8 mL, adatto per tappo a vite 6.1448.067, 100 pezzi



6.1448.077

Setto, 100 pz.

Setto di ricambio adatto a tappo a vite 6.1448.067, 100 pezzi

