



Barriera per la schiuma per misure di stabilità

6.1451.010

Come barriera per la schiuma nei recipienti di reazione 6.1429.020 per Rancimat 743

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1429.040	Recipiente di reazione per misure di stabilità Cella di reazione per misure di stabilità con 743/763/873 (117 pezzi)



6.1429.050

Recipiente di reazione lungo per misure del biodiesel


Recipiente di reazione per misure di stabilità che coinvolgono oli volatili, oli minerali e miscele di biodiesel con il 743/873. Lunghezza 250 mm. In combinazione con 6.2418.130. Pacco da 100 pezzi.



6.2418.100

Tubo dell'aria per misure degli oli

Set di 117 pezzi



6.2418.130

Tubo dell'aria lungo per misure del biodiesel

Set di 100 pezzi. Doppia lunghezza. In combinazione con 6.1429.050.

