



## O-ring per tubo dell'aria

6.1454.040

8 pezzi

### Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 6.1429.040 | Recipiente di reazione per misure di stabilità                        |
|            | Cella di reazione per misure di stabilità con 743/763/873 (117 pezzi) |



6.1429.050

Recipiente di reazione lungo per misure del biodiesel

Recipiente di reazione per misure di stabilità che coinvolgono oli volatili, oli minerali e miscele di biodiesel con il 743/873. Lunghezza 250 mm. In combinazione con 6.2418.130. Pacco da 100 pezzi.



---

6.1808.090

Adattatore con filettatura M8/M6

Filettatura esterna M8, filettatura interna M6, e.g. per montare il tubo dell'aria 6.2418.XXX nel recipiente di reazione 6.1429.030 del 679 Rancimat.



---

6.2418.100

Tubo dell'aria per misure degli oli

Set di 117 pezzi



---

6.2418.120

Tubo dell'aria per misure PVC

Set di 117 pezzi



6.2418.130

Tubo dell'aria lungo per misure del biodiesel

Set di 100 pezzi. Doppia lunghezza. In combinazione con 6.1429.050.

