




Testa di titolazione / 2 x NS 14

6.1458.070

Testa di titolazione per recipienti per campioni da 75mL. Con 2 aperture NS 14 e 2 aperture 6,4 mm nonché 3 punte di dosatura inserite. Adatta per equipaggiamento di lavaggio e aspirazione.

Parti incluse 6.1458.070

Qt.	Order no.	Descrizione
4 PCS	6.1808.000	Giunto di connessione M6



3 PCS

6.2726.090

Valvola antidiffusione

Per punte di buretta antidiffusione 6.1541.XXX, 6.1543.130, 6.1543.140,
6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



2 PCS

6.2740.020

Spruzzatore

Per la nebulizzazione fine della soluzione di lavaggio.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1829.050	Tubi sostitutivi per tubi già montati in teste di titolazione e bracci robotizzati Tre tubi sostitutivi con punta assottigliata.	