



Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 1 pezzo

6.1459.307

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 e 6.9920.141, 1 pezzo

Parti incluse 6.1459.307

Qt.	Order no.	Descrizione
0 PCS	6.1459.300	Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 250 pezzi
		Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 e 6.9920.141, 250 pezzi



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1459.320	Coperchio a vite per 61459300 / 250 pezzi Per la chiusura sicura di recipienti per campioni da 120 mL	
6.1459.300	Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 250 pezzi Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 e 6.9920.141, 250 pezzi	
6.2041.470	Rack dei campioni, 22 x 120 mL, (PP) Rack dei campioni per 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 22 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.300, 6.1459.307. Plastica: polipropilene (PP)	
6.2041.840	Rack dei campioni, 59 x 120 mL, (PVC) Rack dei campioni per 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler "Basic" adatto a 59 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.300, 6.1459.307. Plastica: cloruro di polivinile (PVC)	

6.2041.850

Rack dei campioni, 59 x 120 mL, (PP)

Rack dei campioni per 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler "Basic" adatto a 59 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)




6.2068.010

Rack dei campioni, 20 x 120 mL, (PP)

Rack dei campioni per 864 Balance Sample Processor adatto a 20 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.300.

Plastica: polipropilene (PP)



6.2068.020

Rack dei campioni, 24 x 120 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 815 Robotic Soliprep adatto a 24 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2068.030

Rack dei campioni, 10 x 250 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 815 Robotic Soliprep adatto a 10 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.



6.9920.141

Rack dei campioni, 53 x 120 mL, (PP)

Rack dei campioni per 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler "Basic" adatto a 53 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastica: polipropilene (PP)



6.1458.040

Testa di titolazione / 3 x NS 14

Testa di titolazione per recipienti per campioni da 120 mL. Con tre aperture NS 14 e quattro aperture 6,4 mm nonché due punte di dosatura incl. Adatta per equipaggiamento di lavaggio e aspirazione.



6.2037.080

Supporto per pellicola

Supporto per pellicola per beaker da 120 mL PP (6.1459.300)



6.1909.050

Elica di agitazione/ 102 mm

Elica di agitazione per l'utilizzo dell'802 Stirrer con cestello portacampioni per beaker da 120 mL (6.1459.300)



6.1909.060

Elica di agitazione/ 95 mm

Elica agitatrice con 3 alette per agitazione intensa

