



Braccio robotizzato con testa di titolazione per 786 Swing Head, rotante a destra o a sinistra

6.1462.050

Testa di titolazione per Swing Head

Parti incluse 6.1462.050

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2726.090	Valvola antidiffusione
		Per punte di buretta antidiffusione 6.1541.XXX, 6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200





Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.802.0020	802 Stirrer per campionatore Agitatore a elica per campionatore e Sample Processor. Con elica 6.1909.020 Propeller stirrer da 104 mm e cavo fisso.	
6.1829.050	Tubi sostitutivi per tubi già montati in teste di titolazione e bracci robotizzati Tre tubi sostitutivi con punta assottigliata.	