



807 Dosing Unit ETFE 2 mL

6.1575.120

807 Dosing Unit ETFE da 2 mL per il dosaggio di reattivi alcalini o acido fluoridrico (HF) con Dosino. Sono previste una minore precisione e riproducibilità rispetto al cilindro in vetro.

Parti incluse 6.1575.120

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1446.040	Stopper con filettatura M6



1 PCS

6.2803.010

Grasso (2 g)

Qualità speciale (senza silicone). Per connessioni smerigliate senza grasso vedere 6.2713.XXX



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1574.120	Unità cilindro vetro 2 mL

Unità cilindro in vetro completa di cilindro, pistone, base cilindro, disco del rubinetto e tubo di centraggio. Per 807 Dosing Unit da 2 mL.



6.1566.120	Unità cilindro ETFE 2 mL
------------	--------------------------

Per le unità di dosaggio per il dosaggio di reagenti alcalini o acido fluoridrico (HF) con Dosino. Sono previste una minore precisione e riproducibilità rispetto al cilindro in vetro.

