



807 Dosing Unit ETFE 20 mL

6.1575.220

807 Dosing Unit ETFE da 20 mL per il dosaggio di reattivi alcalini o acido fluoridrico (HF) con Dosino. Sono previste una minore precisione e riproducibilità rispetto al cilindro in vetro.

Parti incluse 6.1575.220

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1446.040	Stopper con filettatura M6



1 PCS

6.2803.010

Grasso (2 g)

Qualità speciale (senza silicone). Per connessioni smerigliate senza grasso vedere 6.2713.XXX



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1574.220	Unità cilindro vetro 20 mL

Unità cilindro in vetro completa di cilindro, pistone, base cilindro, disco del rubinetto e tubo di centraggio. Per 807 Dosing Unit da 20 mL.



6.1566.220	Unità cilindro ETFE 20 mL
------------	---------------------------

Per le unità di dosaggio per il dosaggio di reagenti alcalini o acido fluoridrico (HF) con Dosino. Sono previste una minore precisione e riproducibilità rispetto al cilindro in vetro.

