

Unità cilindro in vetro PCR da 5 mL

6.1578.150

Unità cilindro in vetro PCR completa di cilindro, pistone, base cilindro, disco del rubinetto e tubo di centraggio. Per unità di dosaggio PCR da 5 mL 6.3033.150.

Parti incluse 6.1578.150

Qt.	Order no.	Descrizione
0 PCS	6.2803.000	Grasso (1 oz.) Qualità speciale (senza silicone). Per connessioni smerigliate senza grasso vedere 6.2713.XXX

