



807 Dosing Unit da 10 mL senza accessori

6.1580.210

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45.

Parti incluse 6.1580.210

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2803.010	Grasso (2 g)
		Qualità speciale (senza silicone). Per connessioni smerigliate senza grasso vedere 6.2713.XXX

