




Sifone per bottiglia / GL 45 / completo

6.1602.125

Consente il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura standard GL 45.

Parti incluse 6.1602.125

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1602.105	Sifone per bottiglia / GL 45 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura GL 45.



1 PCS

6.1446.080

Tappo filettato / M8



1 PCS

6.1805.080

Tubi in FEP / M6 / 25 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1819.020

Tubo

Per fori con filettatura M6. Per attacchi delle bottiglie 6.1602.1XX



1 PCS

6.2023.020

Clip per SGJ 14/15

Clip per SGJ 14/16

