



Sifone per bottiglia di essiccazione

6.1602.145

Tappo a vite con filettatura GL 45 per bottiglia di essiccazione 6.1608.050.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1608.050	Bottiglia di essiccazione per KF Oven / 100 mL / GL 45



6.1608.090

Bottiglia / 250 mL / GL 45



6.1821.040

Tubo con filtro

Tubi di filtrazione per 6.1608.050 bottiglie di essiccazione, 768 KF Oven,
832 KF-Thermoprep, Rancimat

