



Adattatore di pipette 1-10 mL per testa di trasferimento

6.1808.250

Adattatore con filettatura esterna M6 e cono Eppendorf per l'impiego nella testa di trasferimento 6.1462.240 per l'utilizzo delle punte di pipettaggio Eppendorf da 10 mL

Parti incluse 6.1808.250

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1808.000	Giunto di connessione M6



1 PCS

6.1831.040

Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 15 cm

Per dialisi in linea. Per IC Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC
Liquid Handling Dialysis Unit



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1562.240	Punta di pipettaggio 1-10 mL (200 pezzi) Punte Eppendorf per l'utilizzo nell'864 Robotic Balance Sample Processor

