



Tubo di ingresso del gas

6.1819.080

Per Rancimat e PVC Thermomat

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.0913.130	Cella di misura conduttimetrica per 743/763 Cella di misura conduttimetrica per gli strumenti di stabilità 743 e 763. Costante di cella $c = 1 \text{ cm}^{-1}$



6.1808.050

Tubo di connessione ad oliva M8

1 filettatura esterna M8 e 1 oliva per tubi. E.g. per la camicia termostatica delle Unità Intercambiabili e degli strumenti di misura della stabilità.

