



Stand di supporto per 912/913/914

6.2001.130

Stand di supporto per convertire un pH/Conductometer 912/913/914 in uno strumento da laboratorio.

Parti incluse 6.2001.130

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2013.010	Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



1 PCS

6.2016.050

Asta di supporto / 300 mm



1 PCS

6.2021.020

Porta elettrodo

Porta elettrodo per 4 elettrodi e 2 punte di buretta



1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor

