



Cestello portacampioni per 12 recipienti di digestione in quarzo 12 mL

6.2041.040

per il 705 UV Digester

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1446.010	Stopper
	Da usare con Sample Changers



6.1446.100

Tappo PTFE per recipienti per campioni in quarzo UV da 12 mL

Per recipienti per campioni in quarzo 6.2414.000



6.1446.110

Tappi portatermometro per tubi per il campione in quarzo per UV da 12 mL

Per 6.2401.010 Thermometer



6.2414.000

Recipienti per il campione in quarzo da 12 mL

Per 705 UV Digester

