



Cestello portacampioni per 16 recipienti di digestione in quarzo 5 mL

6.2041.050

per il 705 UV Digester

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1446.150	Tappo portatermometro per recipienti del campione in quarzo per UV da 5 mL Per 6.2401.010 Thermometer



6.1446.140

Tappo per recipienti per campioni in quarzo UV da 5 mL

Per recipienti per campioni in quarzo 6.2414.010



6.2414.010

Recipienti per il campione in quarzo da 5 mL

Per 705 UV Digester

