



Supporto per celle di reazione

6.2041.190

Supporto per recipienti di reazione per strumenti di stabilità; per 8 recipienti di reazione Da usare con 679 Rancimat

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1429.040	Recipiente di reazione per misure di stabilità Cella di reazione per misure di stabilità con 743/763/873 (117 pezzi)



6.1429.050

Recipiente di reazione lungo per misure del biodiesel

Recipiente di reazione per misure di stabilità che coinvolgono oli volatili, oli minerali e miscele di biodiesel con il 743/873. Lunghezza 250 mm. In combinazione con 6.2418.130. Pacco da 100 pezzi.

