



Rack dei campioni, 48 x 11 mL, (Al)

6.2041.200

Rack dei campioni per 889 IC Sample Center adatto a 48 provette. Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2743.100, 6.2743.107, 6.2743.110, 6.2743.117.

Materiale: alluminio (Al)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2743.100	Vial in PP 0,7 mL per IC Sample Center. 1000 pz. 1000 vial



6.2743.107 Vial in PP 0,7 mL per IC Sample Center. 100 pz.
100 vial



6.2743.110 Vial in PP 0,3 mL per IC Sample Center, 1000 pz.
1000 vial



6.2743.117 Vial in PP 0,3 mL per IC Sample Center, 100 pz.
100 vial.



6.7303.100 Vial in vetro, 1,5 mL, 100 pezzi


Per l'utilizzo con i seguenti campionatori: Liquid Autosampler CIC (TEI),
MMS 5000 Autosampler (AJ) e 889 Sample Center.



6.7303.110

Setto per 67303100, 100 pezzi


Per l'utilizzo con il 67303100 Glass Vial sui seguenti campionatori: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) e 889 Sample Center.



6.2743.120

Setto per 6.2743.1XX Si/PTFE

1000 pezzi



6.2743.127

Setto per 6.2743.1XX Si/PTFE

100 pezzi

