



Rack dei campioni, 12 x 6 mL, (Al)


6.2041.210

Rack dei campioni per 889 IC Sample Center adatto a 12 provette. Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2419.000.

Materiale: alluminio (Al)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1448.050	Tappi con setto in alluminio / 1000 pezzi Inclusa chiusura in Al.



6.2419.000 Vial da 6 mL, 1000 pezzi

Vial per campioni fino a 6 mL, adatto a setto 6.1448.050, 1.000 pezzi



6.2621.110 Pinza

Pinza per la chiusura delle vial del campione da 6 mL. Da usare con il 774 Oven Sample Processor.



6.2419.007 Vial da 6 mL, 100 pezzi

Vial per campioni fino a 6 mL, adatto a setto 6.1448.057, 100 pezzi



6.2420.007 Vial con filettatura da 8 mL, 100 pezzi

Vial con filettatura da 8 mL, adatto per tappo a vite 6.1448.067, 100 pezzi



6.1448.067 Tappo a vite con setto, 100 pz.

Tappo a vite con setto, adatto per vial da 8 mL 6.2420.007, 100 pezzi



6.1448.057 Tappi con setto in alluminio / 100 pezzi

Inclusa chiusura in Al.

