



Rack dei campioni, 12 x 250 mL, (PVC)

6.2041.310

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 12 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1432.320	Beaker per campioni in vetro trasparente da 250 mL, 1 pezzo
	Beaker per campioni in vetro trasparente da 250 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 e 6.2068.030, 1 pezzo



6.1432.323

Beaker per campioni in vetro scuro da 250 mL, 1 pezzo

Beaker per campioni in vetro scuro da 250 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 e 6.2068.030, 1 pezzo



6.1453.220

Beaker per campioni in plastica (PP) da 200 mL, 1 pezzo

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 200 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 e 6.2068.030, 1 pezzo



6.1453.250

Beaker per campioni in plastica (PP) da 250 mL, 1 pezzo

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 250 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 e 6.2068.030, 1 pezzo



6.1458.010

Testa di titolazione, aperture 6 x SGJ 14 e 3 x SGJ 9

Con aperture 6xSGJ 14 e 3x SGJ 9.

