



Rack dei campioni, 24 x 75 mL, (PVC)

6.2041.340

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 24 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1432.210	Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL, 1 pezzo
	Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 e 6.2041.900, 1 pezzo



6.1458.020

Testa di titolazione / 4 x raccordi M10

Con 4 raccordi a vite M10, incl. tappi.



6.1458.030

Testa di titolazione KF / 4 x raccordi M10

Con 4 raccordi a vite M10, incl. tappi.



6.1458.070

Testa di titolazione / 2 x NS 14

Testa di titolazione per recipienti per campioni da 75mL. Con 2 aperture NS 14 e 2 aperture 6,4 mm nonché 3 punte di dosatura inserite. Adatta per equipaggiamento di lavaggio e aspirazione.



6.1459.400

Beaker per campioni in plastica (PE) da 75 mL, 144 pezzi

Beaker per campioni in plastica (polietilene, PE) da 75 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 e rack dei campioni OMNIS 6.02041.040, 144 pezzi.

