



Rack dei campioni, 48 x 75 mL (PVC)

6.2041.350

Rack dei campioni per 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler "Basic" adatto a 48 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.210; 6.1459.400.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1432.210	Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL, 1 pezzo
	Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 e 6.2041.900, 1 pezzo



6.1458.070

Testa di titolazione / 2 x NS 14

Testa di titolazione per recipienti per campioni da 75mL. Con 2 aperture NS 14 e 2 aperture 6,4 mm nonché 3 punte di dosatura inserite. Adatta per equipaggiamento di lavaggio e aspirazione.



6.1459.400

Beaker per campioni in plastica (PE) da 75 mL, 144 pezzi

Beaker per campioni in plastica (polietilene, PE) da 75 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 e rack dei campioni OMNIS 6.02041.040, 144 pezzi.



6.1462.050

Braccio robotizzato con testa di titolazione per 786 Swing Head, rotante a destra o a sinistra

Testa di titolazione per Swing Head

