




Rack dei campioni, 12 x 150 mL (PVC)

6.2041.360

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 12 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: beaker in vetro da 150 mL (forma alta), 6.1459.310.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1459.310	Beaker per campioni monouso in plastica (PP), 200 mL, 1.000 pezzi
	Beaker per campioni monouso in plastica (polipropilene, PP) da 200 mL, adatto a rack dei campioni OMNIS 6.02041.020, rack dei campioni 6.2041.370 e 6.2041.830, 1.000 pezzi.

