



Rack dei campioni, 21 x 100 mL, (PVC)

6.2041.460

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 21 vial. Possono essere utilizzati i seguenti vial: tubi di digestione (CSB) da 100 mL.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.9914.137	Testa di titolazione per CSB

Testa di titolazione per utilizzo nel sistema CSB (MATi 12). La testa di titolazione è dotata di 3 tubi trafilati con valvola antidiffusione e di un tubo per l'aspirazione della soluzione titolata. L'elettrodo può essere fissato con raccordo a vite M10. Inoltre dispone di tre aperture per ugelli.

