




Rack dei campioni, 28 x 50 mL, (PVC)

6.2041.490

Rack dei campioni per 919 Autosampler plus, 858 Professional Sample Processor adatto a 28 provette. Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2747.010.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2747.010	Recipiente per campioni 50 mL
	Con tappo a vite blu e graduazione mL. Set da 25 pezzi.



6.1458.080

Testa di trasferimento per 919 IC Autosampler plus per applicazioni VA e CVS.

