



Rack dei campioni, 160 x 6 mL, (PVC)


6.2041.710

Rack dei campioni per 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Basic" adatto a 160 vial. Possono essere utilizzati i seguenti vial: 6.2419.000.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1448.050	Tappi con setto in alluminio / 1000 pezzi Inclusa chiusura in Al.



6.1462.030 Braccio robotizzato con testa di trasferimento per 786 Swing Head,
rotazione a sinistra

Braccio robotico di trasferimento per la gestione dei liquidi



6.1462.040 Braccio robotizzato con testa di trasferimento per 786 Swing Head,
rotazione a destra

Braccio meccanico di trasferimento per la gestione dei liquidi



6.1462.090 Braccio robotizzato con adattatore Luer-Lock per 786 Swing Head,
rotazione a destra

Braccio di trasferimento robotizzato per la gestione dei liquidi



6.2419.000 Vial da 6 mL, 1000 pezzi

Vial per campioni fino a 6 mL, adatto a setto 6.1448.050, 1.000 pezzi

