




Rack dei campioni, 36 x 6 mL, (Al)

6.2041.720

Rack dei campioni per 874 Oven Sample Processor adatto a 36 vial. Possono essere utilizzati i seguenti vial: 6.2419.000.

Materiale: alluminio (Al)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2419.000	Vial da 6 mL, 1000 pezzi
	Vial per campioni fino a 6 mL, adatto a setto 6.1448.050, 1.000 pezzi



6.1448.050

Tappi con setto in alluminio / 1000 pezzi

Inclusa chiusura in Al.

