




Supporto per bottiglia per Extension - Module Liquid Handling.

6.2057.200

Parti incluse 6.2057.200

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2621.030	Chiave esagonale 4 mm



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1562.160	Tubo di trasferimento 15 mL, 2 x M6 Per Liquid-Handling nella cromatografia ionica. Evita la contaminazione del Dosino.	
6.1608.100	Flacone in PE 50 mL Flacone per l'Extension Module Liquid Handling.	
6.2762.000	Recipiente di miscelazione 50 mL per Extension Module - Liquid Handling Station	