




## Rack dei campioni, 20 x 120 mL, (PP)

6.2068.010

Rack dei campioni per 864 Balance Sample Processor adatto a 20 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.300.

Plastica: polipropilene (PP)

### Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1459.300 | Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 250 pezzi                                                                                                                                 |
|            | Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 e 6.9920.141, 250 pezzi |



6.1562.240

Punta di pipettaggio 1-10 mL (200 pezzi)

Punte Eppendorf per l'utilizzo nell'864 Robotic Balance Sample Processor



---

6.2067.100

Piatto della bilancia per cestello portacampioni 6.2068.010

Il piatto della bilancia è progettato per il beaker da 120 mL PP (6.1459.300) e viene inserito nel cestello portacampioni dell'864 Balance Sample Processor.

