



Rack dei campioni, 24 x 120 mL, (PVC)

6.2068.020

Rack dei campioni per 815 Robotic Soliprep adatto a 24 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1459.300	Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 250 pezzi
	Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 e 6.9920.141, 250 pezzi



6.2067.000

Inserto per cestello portacampioni da 30x11 mL per Soliprep


Cestello portacampioni per 30x11 mL (6.2743.050)



6.2067.010

Inserto per 24xaghi per siringa per cestello portacampioni per Soliprep

Cestello portacampioni per 24 aghi per siringa (attacco per siringa)



6.2067.020

Inserto per 12x30 mm filtri per siringhe per cestello portacampioni del Soliprep

Inserto per cestello portacampioni per 12x30 mm filtri per siringa (connessione luer)



6.1459.307

Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 1 pezzo

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 e 6.9920.141, 1 pezzo

