



Rack dei campioni, 10 x 250 mL, (PVC)

6.2068.030

Rack dei campioni per 815 Robotic Soliprep adatto a 10 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1432.320	Beaker per campioni in vetro trasparente da 250 mL, 1 pezzo
	Beaker per campioni in vetro trasparente da 250 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 e 6.2068.030, 1 pezzo



6.2067.000 Inserto per cestello portacampioni da 30x11 mL per Soliprep
Cestello portacampioni per 30x11 mL (6.2743.050)




6.2067.020 Inserto per 12x30 mm filtri per siringhe per cestello portacampioni del Soliprep
Inserto per cestello portacampioni per 12x30 mm filtri per siringa (connessione luer)



6.2067.030 Inserto per cestello portacampioni da 30x11.6 mL per Soliprep
Inserto per cestello portacampioni per 30 x 11.6 mm vial. La parte superiore per fissare le vial è già montata sul cestello portacampioni del Soliprep (6.2068.030).



6.2067.040 Inserto per 30x aghi per siringhe per cestello portacampioni del Soliprep
Inserto per cestello portacampioni per 30 x aghi per siringhe (connessione luer)



6.1432.323

Beaker per campioni in vetro scuro da 250 mL, 1 pezzo

Beaker per campioni in vetro scuro da 250 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 e 6.2068.030, 1 pezzo



6.1453.220

Beaker per campioni in plastica (PP) da 200 mL, 1 pezzo

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 200 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 e 6.2068.030, 1 pezzo



6.1453.250

Beaker per campioni in plastica (PP) da 250 mL, 1 pezzo

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 250 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 e 6.2068.030, 1 pezzo

