



Alimentatore per 949 pH Meter

6.2166.200

Alimentatore da tavolo, 100-240 V, 50-60 Hz, 5 VCC, per 949 pH Meter

Livello di efficienza VI

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

Scoprite 949 pH Tisch Meter – Lo strumento di misura del pH compatto per misurazioni rapide e affidabili in laboratorio.

- Strumento di misura del pH compatto con display a colori
- Misurazioni precise di pH, mV e ORP con indicazione della temperatura integrata
- Calibrazione facile di fino a 3 punti con i tamponi Metrohm, USA e NIST o calibrazione a 2 punti con tamponi propri
- Indicazione chiara dei valori calibrati, mediante l'uso di simboli che semplificano la lettura
- 3 criteri di stabilità per il rilevamento dei valori misurati per risultati affidabili
- Conformità dei valori misurati alla GLP con data e ora integrate
- Panoramica dei dati di calibrazione con funzione di monitoraggio
- Il connettore RS232 permette di collegare una stampante.



Il pacchetto comprende lo strumento 949 pH Meter, il porta elettrodo e l'alimentatore per un uso immediato in laboratorio.
