



Soluzione tampone pH 7 (500 mL)

6.2307.110

Soluzione tampone pronta all'uso pH = 7 (500 mL), colorata, con chiusura

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2307.230	Soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9 Set di tamponi composti ognuno da 10 sacchetti (30 mL) di soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9



6.2307.200 Soluzione tampone pH 4.00 (30 x 30 mL)
Soluzione tampone pH 4.00 (25 °C) in contenitore a perdere, incolore



6.2307.210 Soluzione tampone pH 7.00 (30 x 30 mL)
Soluzione tampone pH 7.00 (25 °C) in contenitore a perdere, incolore



6.2307.220 Soluzione tampone pH 9.00 (30 x 30 mL)
Soluzione tampone pH 9.00 (25 °C) in contenitore a perdere, incolore



6.2307.100 Soluzione tampone a pH 4 (500 mL)
Soluzione tampone pronta all'uso a pH = 4 (500 mL), colorata, con
chiusura sigillata



6.2307.120

Soluzione tampone pH 9 (500 mL)

Soluzione tampone pronta all'uso pH = 9 (500 mL), incolore, con chiusura



6.2325.000

pHit kit

Kit di manutenzione per elettrodi pH

Il kit contiene:

- soluzione detergente 50 mL
- soluzione KCl 50 mL 3M KCl
- soluzione di conservazione, 50 mL
- 2 contenitori per la conservazione
- Istruzioni per l'uso

