



pHit kit

6.2325.000

Kit di manutenzione per elettrodi pH

Il kit contiene:

- soluzione detergente 50 mL
- soluzione KCl 50 mL 3M KCl
- soluzione di conservazione, 50 mL
- 2 contenitori per la conservazione
- Istruzioni per l'uso

Parti incluse 6.2325.000

Qt.

Order no.

Descrizione

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2615.050	Stand per elettrodo Stand per elettrodo per fino a 11 elettrodi e 3 bottiglie per il tampone 6.1620.000	
6.2307.230	Soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9 Set di tamponi composti ognuno da 10 sacchetti (30 mL) di soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9	
6.2307.200	Soluzione tampone pH 4.00 (30 x 30 mL) Soluzione tampone pH 4.00 (25 °C) in contenitore a perdere, incolore	
6.2307.210	Soluzione tampone pH 7.00 (30 x 30 mL) Soluzione tampone pH 7.00 (25 °C) in contenitore a perdere, incolore	

6.2307.220

Soluzione tampone pH 9.00 (30 x 30 mL)

Soluzione tampone pH 9.00 (25 °C) in contenitore a perdere, incolore



6.2307.100

Soluzione tampone a pH 4 (500 mL)

Soluzione tampone pronta all'uso a pH = 4 (500 mL), colorata, con chiusura sigillata



6.2307.110

Soluzione tampone pH 7 (500 mL)

Soluzione tampone pronta all'uso pH = 7 (500 mL), colorata, con chiusura



6.2307.120

Soluzione tampone pH 9 (500 mL)

Soluzione tampone pronta all'uso pH = 9 (500 mL), incolore, con chiusura

