



Ago per campioni in acciaio, rivestito

6.2624.200

Alternativa all'ago per campioni in ossido di zirconio. Particolarmente adatto per recipienti con setto. Senza metalli grazie allo speciale rivestimento. Necessita di supporto per ago 1/16 in. (6.2833.010) per il montaggio sul Sample Processor.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2629.000	Dado per il supporto dell'ago IC Per i Sample Processor.



6.2833.010

Supporto da 1/16 in per ago/ tubo

Per IC Sample Processors. Per tubi da 1/16 in.

