



Membrana di filtrazione in cellulosa rigen., 0,45 um, 50 pz.

6.2714.050

Grandezza nominale dei pori: 0,45 µm. Set da 50 pezzi. Per filtrazione in linea.

Accessori opzionali


Order no.	Descrizione
6.02729.110	Cella di ultrafiltrazione 2

Per l'ultrafiltrazione in linea di campioni insieme allo strumento 858 Professional Sample Processor/919 IC Autosampler plus. Come alternativa alla filtrazione manuale complessa con filtro per siringa.



6.05330.010 Equipaggiamento IC: ultrafiltrazione in linea 2 - modalità pull


Kit di accessori per ultrafiltrazione in linea 2 - modalità pull. Per l'utilizzo con lo strumento 858 Professional Sample Processor/919 IC Autosampler plus.



6.05330.110 Equipaggiamento IC: ultrafiltrazione in linea 2 - modalità push

Kit di accessori per ultrafiltrazione in linea 2 - modalità push. Per l'utilizzo con lo strumento 858 Professional Sample Processor/919 IC Autosampler plus.

Set raccomandato per combinazione con la diluizione in linea (MIDT).



6.05330.210 Equipaggiamento IC: ultrafiltrazione in linea 2 - MiPT

Kit di accessori per la combinazione di ultrafiltrazione in linea 2 e MiPT. Per l'utilizzo con l'858 Professional Sample Processor.



6.2831.010 Pinze in plastica

Per membrane di filtrazione e di dialisi

