




Cella di dialisi

6.2729.100

Con 4 x 6.2744.060 Tappi ciechi. Per la dialisi in linea

Parti incluse 6.2729.100

Qt.	Order no.	Descrizione
4 PCS	6.2744.060	Tappo filettato
Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.		



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2744.000	Viti di fissaggio in PVDF Con connessione UNF 10/32. Per gli strumenti IC, dialisi in linea (connessioni dei capillari in PTFE)

