



Cella di dialisi Low Volume

6.2729.200

Incl. 4 tappi ciechi 6.2744.060. Per dialisi in linea veloce.

Parti incluse 6.2729.200

Qt.	Order no.	Descrizione
4 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2714.010	Membrana di dialisi (acetato di cellulosa) Porosità nominale: 0.2 µm. Set di 50 pezzi. Per dialisi in linea	
6.2714.030	Membrana di dialisi (poliammide) Per la dialisi e la filtrazione in linea	
6.2744.000	Viti di fissaggio in PVDF Con connessione UNF 10/32. Per gli strumenti IC, dialisi in linea (connessioni dei capillari in PTFE)	