



Sensore FULL per Levelsensor

6.2769.000

Questo sensore, montato sul sifone per bottiglia 6.1626.000, costituisce il Levelsensor FULL per bottiglie e contenitori da 1 L e 2 L. Sono contenuti due aste del sensore, un tubo di ingresso e un supporto per il fissaggio del tubo a una delle aste del sensore.

Parti incluse 6.2769.000

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1829.010	Tubo di aspirazione in FEP M6, 0.25 m Con filettatura M 6. Per Unità di dosaggio

