



Testa della pompa standard in PEEK

6.2824.110

Testa della pompa standard per strumenti Professional IC

Parti incluse 6.2824.110

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2741.020	Guarnizione per pistoni (arancione) Per tutte le pompe IC



1 PCS

6.2824.170

Valvola di entrata in PEEK

Valvola di ritegno senza metallo per il lato in entrata delle teste delle pompe IC degli apparecchi 940, 930, 925, 883, 882, 881 e 850.



1 PCS

6.2824.160

Valvola di uscita in PEEK

Valvola di ritegno senza metallo per il lato in uscita delle teste delle pompe IC degli apparecchi 940, 930, 925, 883, 882, 881 e 850.

